


 ageLOC®

# LumiSpa® iO

## ACCENT & IDEAL EYES

*Vložte chytrou péči o pleť*

*Získejte pleť, která září a vypadá mladistvě*

Váš režim péče o oči, vylepšený. Zařízení ageLOC LumiSpa iO Accent využívá sílu technologie LumiSpa iO. Díky tomu se pohybuje s přesnou frekvencí a provádí jemnou exfoliaci okolí očí a společně s přípravkem ageLOC LumiSpa IdealEyes mu pomáhá k pevnějšímu, zdravějšímu a mladistvějšímu vzhledu. To vše za jednu minutu! Ideální, vidíte?



### SEZNAMTE SE SE SYSTÉMEM AGELOC LUMISPA IO ACCENT

Získejte jasné oči připravené na všechno s ageLOC LumiSpa iO Accent a ageLOC LumiSpa IdealEyes. Jediná přídavná hlavice Accent dokonale spolupracuje se zařízením ageLOC LumiSpa iO a pomůže vám oživit jemnou pleť kolem očí.

ageLOC LumiSpa iO Accent pracuje se speciálně vyvinutým přípravkem ageLOC LumiSpa IdealEyes. Je to pečlivě vymyšlená kombinace, aby se dosáhlo precizního zjemnění vaší kůže a specifické reakce s ní. ageLOC LumiSpa IdealEyes je jediným produktem testovaným spolu s tímto zařízením – při jeho použití byly prokázány optimální přínosy systému a výsledky v podobě rozjasněné, zdravě vypadající pleti v okolí očí.

### PROČ SI HO ZAMILUJETE

- Snižuje výskyt kruhů a váčků pod očima, zmírňuje otoky a unavenou pleť.
- Jemně exfoliuje a pomáhá pleti získat blahodárné účinky ageLOC LumiSpa IdealEyes.
- Silikonový hrot hlavice Accent spolupracuje s přístrojem ageLOC LumiSpa IdealEyes a oživuje citlivé oční okolí.
- Dopřeje očnímu okolí osvěžený a živý vzhled.
- Viditelně zvedá a zpevňuje pokožku pod očima i na horních víčkách.
- Pomáhá pleti v očním okolí, aby vypadala pevnější.
- Vhodné pro všechny typy pleti.

- Pleť má hladší a hydratovanější vzhled už po jednom použití.
- Silikonový hrot hlavice Accent je vyrobený z nejméně širšího dostupného silikonu pro šetrné použití na jemnou pleť kolem očí.
- Díky sensorům v hlavici LumiSpa iO Accent zařízení LumiSpa iO automaticky rozpozná, že má zapnutou hlavici Accent, a začne pracovat podle doporučení a poskytovat péči a blahodárné účinky, které jemná pleť kolem očí potřebuje.

### PROČ JE ÚČINNÝ

- Komplex peptidů (palmitoyl tripeptid-1 / palmitoyl tetrapeptid-7 / palmitoyl hexapeptid-12) – pomáhá viditelně zpevnit a tonizovat jemnou pleť.
- Antioxidant tetrahexyldecyl askorbát – stabilní, silná forma vitamínu C, která má dobře známé anti-ageingové účinky na vrásky a tonus pleti. Chrání pleť před oxidačním stresem a každodenní zátěží z okolního prostředí a zároveň pomáhá oční okolí rozjasnit.
- Výtažek z planktonu (výtažek z Chlorella vulgaris) – pomáhá snižovat výskyt tmavých kruhů pod očima a viditelně zvyšuje pevnost pleti. Podporuje přirozený proces obnovy pleti.
- Skvalen – zabraňuje ztrátě vlhkosti a zároveň obnovuje pružnost a elasticitu pokožky.
- Patentovaná směs ageLOC – anti-ageingový komplex, který cílí přímo na zdroje viditelných známek stárnutí pleti a zachovává tak její mladistvý vzhled.


Seznam registrovaných ochranných známek v regionu EMEA najdete ve slovníku ochranných známek na [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com).

# ageLOC LumiSpa® iO

## ACCENT & IDEAL EYES

### KLINICKÉ VÝSLEDKY,<sup>1,2</sup> KTERÉ TO DOKAZUJÍ

- Klinický hodnotitel byl schopen identifikovat statisticky významné přínosy v oblasti pod očima už po dvou týdnech u vzhledu váček a otoků a po osmi týdnech u kruhů pod očima. Na konci 12týdenní studie měli účastníci při vizuálním hodnocení o 19 % menší kruhy pod očima, o 25 % lepší vzhled váček pod očima a o 25 % lepší vzhled otoků pod očima.



Ačkoli je obtížnější se na to zaměřit, klinické hodnocení také prokázalo viditelný přínos nad okem, pokud jde o lifting, zpevnění a zvrásnění víček. Zlepšení, pokud jde o lifting a zvrásnění, bylo zaznamenáno ve čtvrtém týdnu používání systému. Ve 12. týdnu došlo k viditelnému zlepšení liftingu o 43 %, pevnosti o 18 % a o vráscitého vzhledu o 30 %.

<sup>1</sup> Nezávislé profesionální testování bylo založeno na 12týdenní studii in vivo provedené na 30 ženách ve věku od 25 do 65 let, které měly ochablou pokožku nebo jemné linky a vrásky v očním okolí. Krém ageLOC™ LumiSpa IdealEyes byl aplikován na oční okolí a ageLOC™ LumiSpa Accent byl dvakrát denně používán po dobu 30 vteřin na okolí obou očí. Studie zahrnovala sebehodnocení účastnic, hodnocení klinickým hodnotitelem a přístrojové hodnocení na začátku, po aplikaci, v prvním, druhém, čtvrtém, osmém a dvanáctém týdnu.

<sup>2</sup> Klinická studie provedená se systémem ageLOC LumiSpa Accent. Výsledky a účinnost lze extrapolovat na systém ageLOC LumiSpa iO Accent.

### JAK PRODUKT POUŽÍVAT

1. Po vyčištění a tonizaci obličej naneste ageLOC LumiSpa IdealEyes na pleť kolem očí (neaplikujte na oční víčka ani do samotných očí).
2. Pomalu jemně klouzejte zařízením LumiSpa Accent iO po okolí očí a řiďte se přítom stavbou kostí. Nepřikládejte hrot Accent iO přímo na oční víčka.
3. Pleť nedrhněte ani po ní rychle nepřejíždějte. Zařízení se po 30 sekundách krátce zastaví a oznámí, že je čas přejít na oblast druhého oka.
4. Přebytečný krém vmasírujte do pokožky kolem očí.

Poznámka: Používejte pouze s krémem ageLOC LumiSpa IdealEyes. Nepoužívejte ageLOC LumiSpa Accent přímo na holou pokožku.

Poznámka: Pro používání tohoto zařízení nemusíte být připojeni k aplikaci.

### TAKÉ BY SE VÁM MOHLO LÍBIT

- ageLOC LumiSpa iO + ageLOC LumiSpa Activating Cleanser
- ageLOC Boost + ageLOC Boost Activating Serum
- ageLOC Galvanic Spa
- Tru Face Line Corrector
- ageLOC Tru Face Essence Ultra (po LumiSpa Accent & IdealEyes)
- Nutricentials Bioadaptive Skin Care

# ageLOC® LumiSpa® iO ACCENT & IDEAL EYES

## ZJISTĚTE VÍCE

**Jak ageLOC LumiSpa iO Accent funguje?**

ageLOC LumiSpa iO Accent má měkký silikonový hrot a využívá technologii LumiSpa iO, aby se pohyboval s přesnou frekvencí a podporoval zdravou, jasnější pleť kolem očí – za pouhou minutu denně. Hrot jemně exfoliuje pleť kolem očí a pomáhá vám plně využívat účinků přípravku ageLOC LumiSpa IdealEyes.

**Jak ageLOC LumiSpa iO Accent spolupracuje s ageLOC LumiSpa IdealEyes?**

ageLOC LumiSpa IdealEyes byl vyvinut speciálně pro použití s LumiSpa Accent. Jsou navrženy tak, aby společně s pohybem silikonového hrotu jemně exfoliovaly pleť a poskytovaly účinky systému.

**Má ageLOC® LumiSpa iO Accent nějaké patenty?**

Ano, na ageLOC LumiSpa iO a ageLOC LumiSpa iO Accent bylo vydáno hned několik patentů.

**Musím si před použitím ageLOC® LumiSpa iO Accent smýt make-up?**

Ano. Určitě používejte ageLOC LumiSpa iO Accent po vyčištění a tonizaci obličeje.

**Mohu používat ageLOC® LumiSpa iO Accent na pokožku těla?**

ageLOC LumiSpa iO Accent byl navržen tak, aby se zaměřil na jemnou pleť kolem očí. Nedoporučujeme používat tento nástavec kdekoli jinde na těle.

**Jak často mám vyměňovat silikonový hrot ageLOC LumiSpa iO Accent?**

Doporučujeme vyměnit silikonový hrot ageLOC LumiSpa iO Accent každé tři měsíce, abyste si zajistili co nejlepší funkci.

## CO OBSAHUJE?

**ageLOC LumiSpa IdealEyes**

Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Tribehenin PEG-20 Esters, Dimethicone, Squalane, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, C12-15 Alkyl Benzoate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Geranylgeranylisopropanol, Pentylene Glycol, PEG-8, Sodium Lactate, Hexylene Glycol, Cyclohexasiloxane, Tribehenin, Ribes Nigrum Seed Oil, Hydrogenated Lecithin, Kappaphycus Alvarezii Extract, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Caprylyl Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Caffeine, Bisabolol, Ceramide NG, Chlorella Vulgaris Extract, Adenosine, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Darutoside, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Xanthan Gum, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Carbomer, Sodium Methyl Stearoyl Taurate, PEG-10 Phytosterol, Polysorbate 20, Albizia Julibrissin Bark Extract, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Hydroxyacetophenone, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.